

KC-516, 518 IVスタンド

まえがき

このたびは、IVスタンドをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この「取扱説明書」には、IVスタンドを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- IVスタンドをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- IVスタンドを使用する方ばかりでなく、看護、介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的


■このIVスタンドは、点滴を行う際に輸液バッグなどを取付けることを目的に作られています。

各部の名称



部品の確認

■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。



安全に使用するための注意事項



けい こく
警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ステップや脚の上に乗らないでください

- 転倒して、けがをしたり、IVスタンドが破損・変形するおそれがあります。

■足で移動を止めるときは、かかとをゆかから離さないでください

- 輸液バッグなどの交換でIVスタンドの動きを足で止めるときは、ステップに掛けた足のかかとをゆかから離さないでください。IVスタンドが転倒してけがをするおそれがあります。

■凹凸のある場所での移動、段差や溝の乗り越え、斜面での使用は十分に注意してください

- IVスタンドが転倒して、けがをするおそれがあります。段差があるときは、持ちあげてください。特に輸液ポンプなどの機器を取付けた状態だと転倒しやすいのでご注意ください。

■移動するときは、グリップを握ってください

- グリップ以外の場所を握って移動させると、IVスタンドが転倒して、けがをするおそれがあります。

■傾斜している場所に置かないでください

- IVスタンドが動いて転倒したり、吊り下げたものが落下して、けがをするおそれがあります。

■目的以外の用途に使用しないでください

- 歩行器や手すりなどの目的で使用すると、転倒してけがをするおそれがあります。

■フックに最大積載質量を超えるものを吊り下げないでください

- フック1本あたりの最大積載質量は2.5kg（全フックの合計は2.5kg）です。
最大積載質量を超えるものを吊り下げると、フックが破損して落下したり、IVスタンドが転倒して、けがをするおそれがあります。
積載例）輸液バッグ1000mlが2袋と500mlが1袋（計2.5kg）

安全に使用するための注意事項



けい こく
警 告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■フックにもものを吊り下げた状態で、IVスタンドの高さ調節をしないでください

- ものがフックから不意に落下してけがをしたり、IVスタンドが破損・変形するおそれがあります。

■輸液ポンプなどの機器を取付ける場合、最大積載質量を超えないようにしてください

- スライドパイプの最大積載質量は 3.5kg です。また、支柱（スライドパイプとサポートポールを合わせて）の最大積載質量は 12.5kg です。最大積載質量を超えて使用すると、IV スタンドが転倒したり、破損・変形して、けがをするおそれがあります。

■輸液ポンプなどを取付ける場合、IVスタンドの安定性を確認してください

- IVスタンドが転倒したり、スライドパイプが不意にさがり、けがをするおそれがあります。スライドパイプに機器を取付ける場合は、上下ストッパーに載せて取付けてください。



- 機器（輸液ポンプなど）の取付けについては、機器メーカーの取扱説明書をお読みください。

■使用前にはグリップの固定ノブの締付けを確認してください

- 使用前には、グリップの固定ノブが確実に締付けられていることを確認してください。締付けが不十分ですと、グリップが落下して、けがをするおそれがあります。

■IVスタンドを立ちあがるときなどの支えとして使用しないでください

- IVスタンドが転倒して、けがをするおそれがあります。

■ハンガートップやフックに無理な力をかけないでください

- ハンガートップやフックが破損・変形し、ものが不意に落下してけがをするおそれがあります。

■使用前にハンガートップやフックに破損がないことを確認してください

- 破損したまま使用すると、ものが不意に落下してけがをするおそれがあります。

■故障・破損した場合は使用を中止してください

- 故障・破損した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（7 ページ参照）まで修理をご依頼ください。IVスタンドの変形などによって、けがをするおそれがあります。

■熱器具（ストーブなど）の近くや直射日光の当たる場所では使用しないでください

- 変質・変形・発火などの原因となります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや、破損の原因となります。

■グリップにもものを吊り下げないでください

- グリップにもものを吊り下げると、バランスを崩し、IVスタンドが転倒して、けがをするおそれがあります。


■グリップの角度に注意してください

- 握力の弱い方などはグリップの角度によっては手がすべり、転倒してけがをするおそれがあります。そのような方はできるだけグリップを水平にしてご使用ください。

■移動するときは、勢いよく移動しないでください

- IVスタンドが転倒して、けがをするおそれがあります。

安全に使用するための注意事項

 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
---	--

■足元に注意してください

- 移動させるときは、足元に注意してください。キャスターなどに足をぶつけて、けがをするおそれがあります。

■スライドパイプを無理にさげないでください

- 無理にさげるとパイプ内の部品が破損・変形するおそれがあります。

■ベッドの近くで使用の際は、IVスタンドの脚がベッドの下に入らないようにしてください

- IVスタンドの脚が入った状態でベッドの高さをさげると、IVスタンドが倒れたり、脚が破損するおそれがあります。

■ハンガートップの中にもものを入れないようにしてください

- ものが不意に落下して、けがをするおそれがあります。


■MRI室で使用しないでください


- IVスタンドがMRI装置に引き寄せられ、装置の破損などによりけがをするおそれがあります。

■スプレータイプの殺虫剤をIVスタンドに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によって、樹脂部分が破損・変形・溶解するおそれがあります。また破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

組立方法

 注意	支柱を脚に取付けてから、上下ストッパーのつまみを操作してください。先に操作すると支柱内部の部品（スポンジ）が抜け落ち、使用時にスライドパイプが急にさがり、けがをするおそれがあります。
---	---



①支柱にハンガートップを取付け、XTクリップで固定してください。


②支柱にキャップを通し、脚に差込んでください。

③サポートポールの穴と脚の裏側中央にある穴をあわせて、六角ボルトでしっかりと固定してください。



●支柱内部の部品（スポンジ）が抜け落ちていないことを確認してください。

④キャップと脚のマークをあわせて差込み、脚の裏面から小ねじ（2本）で固定してください。



●推奨締付トルクは、小ねじ：1N・m以下、六角ボルト：10N・m以下です。

●電源タップホルダーの取付方法や使いかたは、付属の取扱説明書をご覧ください。


⑤サポートポールにグリップをはめ込み、固定ノブをしっかりと締付けてグリップを固定してください。

各部の調節と使いかた



●使用前にハンガートップやフックに破損・変形がないか確認してください。

■グリップの調節




〈角度調節〉

角度調節ボタンを指で押しながら、グリップを回転させてください。30°きざみでロックされます。調節範囲は12段階(360°)です。グリップがロック状態であることを確認してからご使用ください。

〈高さ調節〉

固定ノブをゆるめ、グリップを希望の高さに調節した後、グリップがずれないように固定ノブをしっかりと締付けてください。

■ハンガートップの高さ調節




左図のように、上下ストッパーをつまみながら調節してください。



●ハンガートップの高さ調節をするときは、周囲に注意してください。

■キャスターの分解



車輪にゴミや毛髪などの異物が詰まりキャスターの回転が悪いときは、下記の手順で分解し、異物を取除いてください。

①キャスターを固定しているナットをゆるめてからボルトを引き抜き、車輪を外してください。

②異物を取除いた後、ボルトを元通りに取付け、ナットをしっかりと締付けてください。その後、キャスターにがたつきがないことを確認してください。



●ボルトは必ず角穴側から取付け、ボルトの角部と角穴をあわせて取付けてください。
●電動工具を使用する場合、組立時の推奨締付トルクは4.5～6.5N・mです。


適合オプションについて



- 使用する各オプションの取扱説明書をお読みください。
- 仕様変更などにより、この取扱説明書の記述と一部異なる場合があります。
ご不明な点は販売店または直接弊社までお問い合わせください。


■連結アーム (KC-0582・KC-0583)

適合するベッドやストレッチャー・車いすとIVスタンドを連結することができます。




■ハルンバッグホルダー (KC-058A)

IVスタンドに取付けて、ハルンバッグを吊り下げることができます。




■酸素ボンベホルダー (KC-0581)

IVスタンドに取付けて、酸素ボンベを格納することができます。



■電源タップホルダー (KC-0585)

IVスタンドに取付けて、電源タップを取付けることができます。



日常のお手入れ・長期保管について

<日常のお手入れ>

■汚れを落とす場合

下記①～③の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

■消毒する場合

必ず下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

- ～81.4% 消毒用エタノール
- ～0.2% 塩化ベンザルコニウム (オスバンなど)
- ～0.2% 塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)
- ～0.05% グルコン酸クロルヘキシジン (ヒビテンなど)
- ～1.0% 次亜塩素酸ナトリウム (ミルトンなど)

以下の消毒剤も使用することができます。

SuperSani-Cloth® 殺菌使い捨てワイプ

CloroxHealthCare® ブリーチワイプ

※別の方が IV スタンドを使用する前には、IV スタンドを消毒することをおすすめします。



- 揮発性のもの (シンナー、ベンジン、ガソリンなど) やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質するおそれがあります。
- 中性洗剤や次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れたり、変色・変質したりするおそれがあります。



- オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

<長期保管について>






- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
温度 -10 ~ 50℃、湿度 30 ~ 90% RH の環境で保管してください。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。




仕様

品名		IVスタンド
品番		KC-516/KC-518
寸法		脚部最大外径φ 47.4cm × 全高 132.2cm ~ 199.7cm
製品質量		KC-516: 5.3kg KC-518: 4.2kg
材質	支柱	ステンレス製
	脚・グリップ 上下ストッパー ハンガートップ	PP (ポリプロピレン)
最大積載質量	フック	2.5kg (フック 1 本あたり)、2.5kg (全フックの合計)
	スライドパイプ (支柱上側)	3.5kg
	支柱 (上側 + 下側)	12.5kg

シンボル定義

本製品では、以下のシンボルが使用されています。

シンボル	説明
	シリアルナンバー
	製造年月
	製造業者
	取扱説明書を参照
	取扱説明書を参照
	必ず指示に従い、おこなうこと

シンボル	説明
	ステップや脚の上に乗らないでください。
	上下ストッパーをつまみながらスライドパイプの長さを調節してください。
	角度調節ボタンを指で押しながら、グリップを回転させてください

アフターサービスについて

1. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（貼付位置は表紙「各部の名称」を参照）
- お買い上げ日 ●故障、または異常の内容（できるだけ詳しく） ●施設名、お名前、ご住所および電話番号

■消耗部品について

- キャスターは消耗部品です。

2. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後 8 年としております。

3. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639 受付時間:平日 8:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00 (年始は休業いたします)

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より 1 年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
- 保証規定は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.

<パラマウントベッド株式会社>







本社	〒136-8670	東京都江東区東砂 2 丁目 14 番 5 号	☎(03)3648-1111 (大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂 2 丁目 14 番 5 号	☎(03)3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南 2 条西 13 丁目 318 番地 11	☎(011)271-1181 (代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町 2 丁目 3 番地 の 3	☎(022)239-5211 (代)
さいたま支店	〒336-0967	さいたま市緑区美園 3 丁目 2 3 番 1	☎(048)878-0100 (代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間 5 丁目 3 番 3 3 号	☎(042)795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉 1 丁目 20 番 17 号	☎(052)963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀 2 丁目 3 番 3 3 号	☎(06)6443-8791 (代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町 3 丁目 8 番 5 号	☎(082)293-1311 (代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東 3 丁目 14 番 20 号	☎(092)461-1131 (代)






2021-10

製版：株式会社 東輪堂

PRODUCT SYMBOL DEFINITIONS

The following symbols are used for this product.

Symbol	Description
	Serial number
	Manufacturer * It may be called "Legal Manufacturer" or "Brand Owner" etc.
	<ul style="list-style-type: none"> Country of manufacture (Made in Japan) * In the country of origin, the site acts as the manufacturer.
	Refer to the instruction manual.
	Be sure to carry out in accordance with the instructions.
	Unique Device Identifier This is a 2D Code (GS1 DataMatrix) that encodes the UDI (Unique Device Identifier) required by the Unique Device Identification System designed to adequately identify devices through distribution and use.

Symbol	Description
	Do not stand on the step or base.
	Adjust the height while squeezing the vertical stopper knobs.
	Turn the grip hold while pushing the angle adjustment button with a finger.
	Lot number
	Model number

AFTER-SALES SERVICE

1. When requesting repairs

Contact your distributor or directly contact Paramount Bed (see Contact Information below).

Details necessary when requesting repair

- Product name, model number, product ID label number (for the affixed location, see "PART NAMES" on the front cover)
- Date of purchase
- Details of the fault or problem (please provide as much detail as possible)
- Your name, organization, address, and phone number

Consumable parts

- Casters are consumable parts.

2. Minimum stock availability period

Paramount Bed keeps replacement parts (necessary to maintain performance of the product) in stock for at least 8 years after the discontinuation of production.

3. Questions regarding after-sales service



Contact your distributor or directly contact Paramount Bed (see Contact Information below).

Disposal

Dispose of the product according to the local rules and regulations.

Contact Information

For any queries, please feel free to contact your distributor or to the following addresses.

[Location in Japan (Manufacturer)]	[Location in Japan (Manufacturing premises)]
 PARAMOUNT BED CO., LTD. 14-5, 2-chome, Higashisuna, Koto-ku, Tokyo, 136-8670, Japan Tel: +81-(0)3-3648-2961 Fax: +81-(0)3-3648-5781	 PARAMOUNT BED CO., LTD. CHIBA FACTORY 2078, Shirahata, Sammu-shi, Chiba, 289-1306, Japan

For other contact information, please visit the website.
 Website: <https://www.paramount.co.jp/english/>



DAILY MAINTENANCE AND LONG-TERM STORAGE

>Daily maintenance

■ When removing stains from parts

Perform steps ① to ③ below.

- ① Wipe off stains with a cloth soaked in a neutral detergent diluted with water and wrung out well.
- ② Wipe off any residual detergent with a cloth soaked in water and wrung out well.
- ③ Wipe away any leftover moisture with a dry cloth.

■ When disinfecting parts

Use one of the disinfectants listed below at the specified concentrations by following the instructions in the instruction manual for the disinfectant.

Up to 81.4%	Ethanol for disinfection
Up to 0.2%	Benzalkonium chloride (e.g., Osvan)
Up to 0.2%	Benzethonium chloride (e.g., Hyamine)
Up to 0.05%	Chlorhexidine gluconate (e.g., Hibitane)
Up to 1.0%	Sodium hypochlorite (e.g., Milton)

The following disinfectants can also be used.

- Super Sani-Cloth® Germicidal Disposable Wipe
- Clorox HealthCare® Bleach Wipe

* It is recommended to disinfect the IV stand before another person uses the IV stand.

- Do not use volatile cleaning solutions (such as paint thinner, benzine, or gasoline) or cresol. Discoloration or deterioration may result.
- Do not use disinfectants other than those listed above. Damage or deterioration may result.
- Thoroughly wipe off parts with a damp cloth after using a neutral detergent or sodium hypochlorite. Not doing so may cause cracking, discoloration, or deterioration of the resin.



- Do not use an ozone sterilizer, autoclave, etc. to disinfect parts.



<Long-term storage


- Avoid a location subject to high temperature or humidity, low temperature, dryness or excessive dust. Store the IV stand at a temperature between 14°F and 122°F (-10°C and 50°C) and humidity between 30% to 90% RH.
- Keep the instruction manual in a safe place so that it does not become lost.

SPECIFICATIONS

Product name	IV stand
Model No.	KC-516U/KC-518U/KC-516/KC-518
Dimensions	Base part max diameter of Ø18.7 in. (47.4 cm) x total height of 52.0 in. (132.2 cm) to 78.6 in. (199.7 cm)
Product weight	KC-516U/KC-516: 11.7 lb (5.3 kg) KC-518U/KC-518: 9.3 lb (4.2 kg)
Material	Pole
	Stainless steel
Max load weight	Base, grip hold, vertical stopper, hanger top
	Hooks
	Sliding pipe (upper pole)
	Pole (upper + lower pole)
	27.6 lb (12.5 kg)




- Read the instruction manual for each suitable product.
 - Some of the descriptions in this instruction manual may differ from the actual product due to specification changes.
- For any queries, contact Paramount Bed or your distributor.




■ **Linking arm**
(KC-0582/KC-0583 for KC-516/KC-518
KC-0582U for KA-516U/KC-518U)

The IV stand can be linked with a compatible bed, stretcher, or wheelchair.




■ **Urine collection bag holder**
(KC-058A for KC-516/KC-518
KC-058AU for KC-516U/KC-518U)

A urine collection bag holder can be attached to the IV stand to hang a urine collection bag.



■ **Oxygen cylinder holder**
(KC-0581 for KC-516/KC-518
KC-0581U for KC-516U/KC-518U)

An oxygen cylinder holder can be attached to the IV stand to hold an oxygen cylinder.





■ **Power strip holder (KC-0585)**

A power strip holder can be attached to the IV stand to attach a power strip.




● Check that the hanger top and hooks are not damaged or deformed before use.


■ Adjusting the grip hold



■ Adjusting the hanger top height



■ Disassembling a caster



<Angle adjustment>
Turn the grip hold while pushing the angle adjustment button with a finger. The grip hold locks in place every 30°. There are 12 levels of adjustment (360°). Check that the grip hold is in the locked state before using the product.

<Height adjustment>
Loosen the fixing knob, adjust the grip hold to the desired height, and tighten the fixing knob properly so that the grip hold will not shift out of place.

Adjust the height while squeezing the vertical stopper knobs as shown in the illustration on the left.

● Check that there is nothing in the way around the hanger top before adjusting its height.



If a wheel is clogged with foreign matter such as dust and hair and does not rotate well, use the following procedure to disassemble the caster and remove the foreign matter.

① Loosen the nut that secures the caster and then pull out the bolt and remove the wheel.

② Remove the foreign matter and then reinsert bolt and tighten the nut properly. After that, check that there is no play in the caster.

● Be sure to insert the bolt from the square hole side and align the square part of the bolt with the square hole when inserting the bolt.




● The recommended tightening torque for assembly when using an electric tool is 39.8 lbf-in (4.5 N·m) to 57.5 lbf-in (6.5 N·m).




WARNING

Indicates that improper handling by ignoring this indication may cause death or serious injury (broken bones, pressure being applied, or paralysis).

- **Do not adjust the IV stand height while items are hanging on the hooks.**
 - The items may suddenly fall from the hooks, causing injury, or the IV stand may be damaged or deformed.
- **When attaching an infusion pump or other device, take care that the maximum load weight is not exceeded.**
 - The maximum load weight for the sliding pipe is 7.7 lb (3.5 kg). Furthermore, the maximum load weight for the pole (both the sliding pipe and support pole combined) is 27.6 lb (12.5 kg). If used with the maximum load weight exceeded, the IV stand may fall over and become damaged or deformed, causing injury.
- **When attaching an infusion pump or other device, check the stability of the IV stand.**
 - The IV stand may fall or the sliding pipe may suddenly lower, causing injury. When attaching a device to the sliding pipe, be sure to attach it by placing it on the vertical stopper.
- **When attaching a device (infusion pump, etc.), read the device manufacturer's instruction manual.** 
- **Before using the IV stand, check that the fixing knob of the grip hold is properly tightened.**
 - Before using the IV stand, be sure to check that the fixing knob of the grip hold is properly tightened. If the fixing knob is not tightened enough, the grip hold may fall, causing injury.
- **Do not use the IV stand as a support to stand up.**
 - The IV stand may fall over, causing injury.
- **Do not apply excessive force to the hanger top and hooks.**
 - The hanger top and hooks may be damaged or deformed, and an item may unexpectedly fall, causing injury.
- **Check that the hanger top and hooks are not damaged before use.**
 - If they are used while damaged, an item may fall, causing injury, etc.
- **Stop use if there is a failure or damage.**
 - If the IV stand fails or is damaged, immediately stop using it and contact your distributor or Paramount Bed (see p. 7) for repair. An injury may occur due to the IV stand being deformed or otherwise damaged.
- **Do not use the product near thermal appliances (heaters, etc.) or in a location exposed to direct sunlight.**
 - Doing so could cause the IV stand to be damaged or deformed, or could even cause it to catch fire.
- **Do not repair or modify the IV stand or its components by yourself.**
 - Doing so may cause an accidental injury or damage.
- **Do not hang items on the grip hold.**
 - If items are hung on the grip hold, the IV stand may lose its balance and fall, causing injury.
- **Use care when setting the angle of the grip hold.**
 - Depending on the angle of the grip hold, the hand of a person with a weak gripping strength may slip off the grip hold and the person may fall, causing injury. For such persons, use the IV stand with the grip hold positioned horizontally.
- **When moving the IV stand, do not move it quickly.**
 - The IV stand may fall over, causing injury.

CHECKING PARTS

■ After unpacking, check that there are no missing or damaged parts. If any parts are missing or damaged, contact Paramount Bed or your distributor.



SAFETY PRECAUTIONS

■ **Do not stand on the step or base.**
 ● The IV stand may fall over, causing injury, or it may be damaged or deformed.

■ **When stopping movement with a foot, do not remove your heel from the floor.**
 ● When stopping movement with a foot while performing a task such as changing the infusion bag, do not remove the heel of the foot that is depressing the step from the floor. The IV stand may fall over, causing injury.

■ **Pay close attention when moving the IV stand on a rough surface or over a bump or narrow gap, or when using it on a slope.**
 ● The IV stand may fall over, causing injury. When there are bumps, lift the IV stand to pass over them. Be especially careful when an infusion pump or other device is attached because the IV stand will fall over easily in such a state.

■ **When moving the IV stand, hold the grip hold.**
 ● If the IV stand is held in a location other than the grip hold, it may fall over, causing injury.

■ **Do not use the IV stand in a location that is not level.**

● The IV stand may move by itself and fall over or the item hanging on it may fall off, causing injury.

■ **Do not use the IV stand for purposes other than those for which it is intended.**

● If the IV stand is used for a purpose such as a walker or handrail, it may fall over, causing injury.

■ **Do not hang any items exceeding the maximum load weight on the hooks.**

● The maximum load weight per hook is 5.5 lb (2.5 kg) (total of 5.5 lb (2.5 kg) for all hooks).

When items that exceed the maximum load weight are hung, the hooks may break and fall down or the IV stand may fall, causing injury.

Load example: Two 1,000 ml infusion bags and one 500 ml infusion bag (total 5.5 lb (2.5 kg))

Preface

Thank you for purchasing our IV stand. This instruction manual describes precautions and how to safely use the IV stand.

- Before using the IV stand, be sure to read this instruction manual to fully understand how to safely and properly use the IV stand.
- In addition to the person who uses the IV stand, nurses and caregivers should also read this instruction manual.
- After reading this instruction manual, store it in a place that can be easily accessed for later reference.
- Some of the descriptions in this instruction manual may differ from the product you have purchased due to model improvements.
- Values described for the operating range, dimensions, angles, and weights are subject to normal manufacturing tolerances. Except for special cases, words such as approximately and about are omitted in this instruction manual to improve readability.
- If you have any questions, please contact Paramount Bed or your distributor.

INTENDED USE

■ The IV stand is designed to be used to attach an infusion bag when administering an IV drip.

PART NAMES

