

KF-2900シリーズ ラインアップ



アイボリー



ミディアム(木目)



ウォールナット(木目)

仕様

製品コード	KF-2923	KF-2933	KF-2973
色	アイボリー	ミディアム(木目)	ウォールナット(木目)
希望小売価格	オープン価格		
TAISコード	00170-001651	00170-001652	00170-001653
寸法(cm)	全幅	90.7	
	奥行	45.6(天板寸法90×40)	
	高さ	61~92.5	
製品質量(kg)	16.0		
材質	天板:合成樹脂化粧パーティクルボード、ウレタンエッジ一体成形 支柱:アルミニウム合金製 脚:スチール製		
耐荷重	30kg(294N)		
動作保証条件	温度	10~40°C	
	湿度	45~75%RH	
キャスター	φ33mm双輪キャスター		

パラマウントベッド株式会社

製品の お問い合わせは **お客様相談室 フリーダイヤル 0120-03-3648**
土・日・祝日も受付いたします。受付時間:9:00~17:00(年始1/1~1/3は休業いたします)

- | | | |
|--------|---------------------------------|------------------|
| 本社 | 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 | ☎03(3648)1111(代) |
| 東京支店 | 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 | ☎03(3648)1171(代) |
| 札幌支店 | 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 | ☎011(271)1181(代) |
| 仙台支店 | 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 | ☎022(239)5211(代) |
| さいたま支店 | 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1 | ☎048(878)0100(代) |
| 横浜支店 | 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 | ☎042(795)8800(代) |
| 名古屋支店 | 〒461-0001 名古屋市中区東1丁目20番17号 | ☎052(963)0600(代) |
| 大阪支店 | 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 | ☎06(6443)8791(代) |
| 高松営業所 | 〒761-8031 高松市郷東町223番1 | ☎087(881)8900(代) |
| 広島支店 | 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 | ☎082(293)1311(代) |
| 福岡支店 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前3丁目14番20号 | ☎092(461)1131(代) |

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。最新の情報はホームページでご確認いただけます。 www.paramount.co.jp

製品のお求め、ご相談は……

安全に関するご注意
 製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。 I22-C00824



as human, for human
PARAMOUNT BED

新発売

移動ロック付きベッドサイドテーブル
 KF-2900シリーズ



あなたらしい暮らしを、あなたらしいテーブルで。

使い方に合わせられる天板の昇降機能

ガススプリング方式により、高さ調節レバーの操作で天板の高さを無段階で調節できます。

より安定した状態で使える移動ロック

ひとつのペダル操作で、すべてのキャスターをロック/解除できます。ロックペダルは外側に配置してあり、介助する方にはロック/解除の操作がしやすく、利用者様は接触しにくいように配慮しています。



端座位や車椅子に対応する新形状の脚部

脚部はコの字型として、足を入れるスペースを設けています。車椅子も深く入ることができます。



パラマウントベッド株式会社

寝たきりの生活にしないために。

在宅介護の さまざまなシーンで 活用できるテーブルです。

ベッドから離れる力があるにもかかわらず、
介護環境が整っていないことで
寝たきりになってしまうことがあります。
パラマウントベッドのKF-2900シリーズは、
利用者様の活動的な生活をサポートします。

「足をゆかに着けて座る」をサポート

足底に荷重をかけて、自分の力で上体を支える端座位をとり、その姿勢で過ごす時間を
延ばすことは、離床につながる重要なステップになります。



「上体を起こす」をサポート

ベッドの背をあげた状態での食事や読書などの軽作業を支援します。
上体を起こして過ごすことで、より活動的な前傾姿勢をとる機会をつくれます。



体が不安定な場合、「体位変換器
バナナフィット」を使用することで
姿勢保持をサポートします。



足をゆかに着けて車椅子を
使う場合にも対応します。



独自の伸縮式インナー
ベルトを搭載した車椅子
「グラフィットシリーズ」
なら、身体に自然にフィット
するので、長時間でも
座りやすくなります。



「電動介護リフト エレベオ」なら、
より簡単に、より良い姿勢で車
椅子へ移乗できるため、離床機
会を増やすことにつながります。

「ベッドから離れて過ごす」をサポート

ベッドから離れて生活を広げるためには、移動先で安楽に過ごせる環境が必要です。
離床時間が増えれば、日中は活動、夜間は休息という生活リズムをつくることにつながります。



株式会社みんなのかいこ 代表取締役
介護支援専門員 加藤 均 様
練馬区介護サービス事業者連絡協議会
副会長

私は、介護保険をお使いなる皆様が身体機能を維持できるように、上体を起こして過ごすことの大切さをお伝えしています。なかには主治医からの指示により上体を起こしてはいけない方もいらっしゃいますが、そうでない多くの方には積極的に上体を起こしていただきたいです。普段から「上体を起こして過ごすこと」は身体機能だけでなく、意識覚醒など精神的な機能を維持向上するために有効な手段であるといわれています。適切な福祉用具をお使いいただければ、上体を起こすことは難しいことはありません。

この新しいテーブルでは脚部が、従来の「Hの字型」から「コの字型」になったことで足元のスペースが確保されています。足底をゆかに着けて座ることが可能となりストレスも軽減される事が期待できます。また、車イスを利用される場合においても足部がテーブルの脚に当たることもなく、しっかり奥まで入りこんで安楽な姿勢がとれるため安心感が保てます。私たち介護支援専門員を含め、介護に携わる専門職の仕事は利用者様の活動的な暮らしを実現するお手伝いをする事です。そのためには可能性を発揮できる環境を作ることが大切と考えています。