

NEWS RELEASE

【新製品】

見守りセンサー「眠りSCAN」と連動するカメラシステム ～映像確認でより安全で負担の少ない見守りが可能に～

パラマウントベッド株式会社（東京都江東区、代表取締役社長:木村友彦）は医療・高齢者施設において入居者の見守りや生活状態の把握等の目的で利用されている睡眠計測センサーと連動して入居者の状況を映像で確認・記録できる眠りSCAN連動カメラシステム「眠りSCAN eye」を本日、発売します。

「眠りSCAN」はシート状のセンサーをマットレスの下に敷きこむだけで、身体に何も装着することなく、ベッド利用者の呼吸数や心拍数、睡眠状態、覚醒、起き上がり、離床動作などを遠隔においてリアルタイムに把握することができるセンサーです。医療・高齢者施設などにおける夜間の見守りや生活状態の把握など、利用者の安全性向上とスタッフの負担軽減のために活用され、2019年末時点で約3万8千台の納入実績があります。スタッフが利用者と接することなく生体情報等を見守りできることから、最近では感染症拡大防止の観点から導入いただくケースも増えています。

「眠りSCAN eye」は、入居者の映像を遠隔のパソコン端末や携帯端末で確認できるほか、「眠りSCAN」で設定した状態の変化を検知した際の通知にあわせて映像を表示することができるシステムです。これにより、緊急対応の必要性の可否などについて、よりの確な判断が可能になります。また「常時レコーダー機能」を備え、1秒から5秒間隔で静止画を常時連続的に記録することができます（最大3日分の記録が可能）。そのほか、夜間の消灯後でも確認できるよう室内が暗くなると自動で赤外線撮影に切り替わる機能や、目的に応じて保存する映像の画質・解像度を変更できる機能を備えるなど、使い勝手の良さやプライバシーにも配慮しました。

価格はオープン。



眠りSCAN eye 対応カメラ



遠隔でもPC端末や携帯端末にて入居者の様子を映像で確認できる。

お客様 お問い合わせ先
パラマウントベッド(株) 営業推進部 IBS 販売推進チーム
TEL:03-3648-1077
FAX:03-3648-5466

報道関係者 お問い合わせ先
パラマウントベッド(株) 広報部
TEL:03-3648-1111
FAX:03-3648-5781