

NEWS RELEASE

【新製品】医療・介護施設向けベッド用 スイングアーム介助バー ～安全性・使い勝手を向上～

パラマウントベッド株式会社（東京都江東区、代表取締役社長:木村恭介）は、安全性と使い勝手を向上させた新しい医療・介護施設向けベッド用スイングアーム介助バー「KS-098AG」を、7月1日に発売します。

スイングアーム介助バーは、医療・介護ベッドに取り付けて、寝返りや立ち上がりの際の支えとなる手すりです。この度発売する医療・介護施設向けベッド用スイングアーム介助バー「KS-098AG」は、ベッドへの取り付け方法にワンタッチ式を採用。また、グリップ部をよりつかまりやすい形状にするとともに、スイングアーム部の操作レバーを見直すなどにより、ベッド利用者、看護・介護スタッフ双方の安全性・使い勝手を向上しました。

価格は52,000円（税別）。主な特長は下記のとおりです。



スイングアーム介助バー「KS-098AG」



寝返りや立ち上がりの支えとなります

<スイングアーム介助バー「KS-098AG」の主な特長>

1. 安全性を高めた操作レバー

- 誤操作を予防するため2段階解除の操作レバーを採用。また、操作レバーから手を離してスイングアームを回転させると、固定可能な角度で自動的に固定されます。



1. 安全性を高めた操作レバー



2. 両手でもつかまりやすい新形状

2. よりつかまりやすい新形状

- 立ち上がり時のリーチのしやすさや両手でのつかまりやすさに配慮した形状です。



当社従来品



KS-098AG

3. ベッドからの視界を広げました

3. ベッドからの視界を確保

- 開放部を広くした設計で、当社従来品に比べてベッドからの視界が広がりました。

4. ベッドへの取り付け・取り外しが簡単

- ベッドへの取り付け方法はワンタッチ式を採用。当社従来品に比べて取り付けに要する時間が半分以下になりました。



4. ベッドへの固定はワンタッチ式

本件に関するお問い合わせ先
パラマウントベッド(株) 広報部
TEL:03-3648-1111 FAX:03-3648-5781