

NEWS RELEASE

【新製品】

療養空間との調和を目指した施設向けベッド 「アルデコラ」シリーズを発売

パラマウントベッド株式会社（東京都江東区、代表取締役社長：木村恭介）は 2014 年 10 月 1 日、多様な病室・居室空間との調和をコンセプトに、アルミを使用したほか金属調のデザインを取り入れた医療・介護施設向け電動ベッド「アルデコラ」シリーズを発売します。

「アルデコラ」シリーズは、背上げ・膝上げ角度、高さ調整ができる医療・介護施設向けの電動ベッドです。病室・居室との調和をコンセプトに、上質感を持たせつつどのような空間でも合わせやすいよう、金属調のデザインを取り入れたほか、アルミ製のボードは、透明パネルに様々な色柄のシートを挟むことで、デザインのバリエーションを広げることができます。


初回に発売するラインアップには、「籠目」「格子」柄や和紙などをベースとしたやすらぎを感じさせる色柄のシートを取りそろえました。シートを変えることで、購入後のデザイン変更も可能です。

機種はデザインやベッド幅の異なる合計 32 種類。希望小売価格は 638,000 円（税別）。販売目標台数は年間 5,000 台。

ゴールドプラン（高齢者保健福祉推進 10 ヶ年戦略）等を背景に 1990 年代から増加した介護施設等は設備等の更新時期を迎えつつあります。また医療施設等においても、療養環境の快適性の向上が求められています。アルデコラシリーズは、新築・既存を問わず多様な建築空間に調和しながら上質で新しい病室・居室空間を演出することを目指します。

本製品を 10 月 1 日から 3 日間、東京国際展示場にて行われる「第 41 回国際福祉機器展 H.C.R. 2014」(<http://www.hcr.or.jp/index.html>) にて展示します。


主な特長は別紙のとおりです。



本件に関するお問い合わせ先
パラマウントベッド（株） 広報部
TEL : 03-3648-1111 FAX : 03-3648-5781

① 選べるデザイン

- ・ベッドの側面（サイドパネル）と頭・足側ボードのデザインの組み合わせにより、16 種類をラインアップ。
- ・ボードは、光が透過する仕様です。透明パネルにシートを挟むことで、デザインを変更することができます。シートには、伝統的な和風柄「籠目」や「格子」のほか、和紙をベースとした落ち着いた色みなど計 8 種類。
- ・サイドパネルは、ベッドボードのアルミフレームと統一感のある「シルバー」と、ベッドのフレームを引き締める色調で重厚感のある「ブロンズ」の 2 種類。



② 低床設計：ベッドからの転落時のリスクを低減

- ・最低床高 25cm。万一の転落の際にも、骨折等のリスクを減らします。
- ・最高床高 63cm。ケアをする際の腰痛予防にもつながります。

③ JIS規格寸法を満たした設計

- ・ベッドとサイドレールや介助バー等とのすき間は、病院用ベッドのJIS規格（JIS T9205:2009）に定められた寸法を満たし、身体の一部を挟み込むなどのリスクを低減しました。

④ 簡単ロック/解除

- ・ベッド下の足側にあるキャスターロックペダルを操作することで、4 輪同時にロック/解除が行えます。

⑤ 停電時でも対応可能

- ・停電時や電源のない場所でも、付属の「停電ハンドル」を使って、背上げ・膝上げ角度や高さの調整が可能です。

以 上