

NEWS RELEASE

【新製品】

軽度の床ずれリスクがある方から自立度の高い方まで、 利用範囲が広い医療・介護用マットレスを発売

パラマウントベッド株式会社（東京都江東区、代表取締役社長:木村恭介）は、優れた体圧分散性とマットレス上での動きやすさを兼ね備えたリバーシブルタイプの医療・介護用マットレス「エバーフィット C3 マットレス」を開発しました。累計 60 万枚の販売実績を持つ「エバーフィットマットレス」の後継機種として、2018年7月2日に発売します。

「エバーフィット C3 マットレス」は、軽度の床ずれリスクがある方から自立度の高い方まで利用できる医療・介護用マットレスです。ソフトフィット面・ハードフィット面といった硬さの異なる2つの面を使い分けられるリバーシブル仕様を踏襲。従来品に比べ、体圧分散性、マットレス上での動きやすさ、ベッドサイドに座る姿勢（端座位）の安定性をそれぞれ向上させました。やわらかさと反発力の相反する性質を両立させた新素材「ムーブサポートフォーム」と2種類のウレタンフォームを組み合わせた独自の3層構造により、体圧分散性がソフトフィット面は16%、ハードフィット面は36%向上しています。ソフトフィット面の体圧分散性は、厚さ10cm程度の医療・介護用マットレスのなかで最高クラスとなります。「ムーブサポートフォーム」の使用により、寝返りなどマットレス上での動きやすさも改善しました。また、端座位や立ち上がりをより安定させるため、マットレスの両サイドの芯材の幅を広げ（従来品5cm→10cm）より硬い素材を使用しています。

ラインアップは、通気・通水性を持ち丸洗いが可能な「通気タイプ」、カバー表面が耐薬品・防水性に優れ清拭消毒に対応する「清拭タイプ」、清拭タイプの機能に加え床ずれ要因の1つと言われる蒸れを軽減する機能も備えた「ドライタイプ」の3種類を用意しています。

販売目標は年間50,000枚。価格は67,000円から85,000円（税別）。



エバーフィット C3 マットレス(ドライタイプ/KE-613U)

本件に関するお問い合わせ先
パラマウントベッド(株) 広報部
TEL:03-3648-1111 FAX:03-3648-5781